

## PROVINSAMLING

1. Fånga upp lite avföring direkt på toalettpapper, eller lägg lite toalettpapper i toaletten för att samla avföring på.
2. Skruva av den **BLÅ** korken på provröret och ta ut medföljande provpinne. Den vita änden ska förbli orörd. (endast till för laboratoriepersonal)
3. Stoppa den **BLÅ** provpinnens ände på flera olika ställen av avföringen
4. Torka bort överflöd av avföring från provpinnen genom att försiktigt stryka mot toalettpapper.
5. Sätt tillbaka provpinnen i röret och skruva åt ordentligt.
6. Märk röret med namn, personnummer och datum för provtagning

Provet är nu klart för test och kan förvaras i rumstemperatur.  
Provet ska testas inom 15 dagar från provtagning.

Det är viktigt att inte provtagning sker under menstruation, blödande hemorrojder eller blod i urinen

