

Blododlingar – Påminnelse provtagning

Senaste åren har det skett en del förändringar i rekommendationerna på hur blododlingar ska tas. Här kommer därför en sammanfattning på förfarandet kring blododlingar:

- Desinficera huden noggrant och låt lufttorka. Vid otillräcklig huddesinfektion kan blododlingar kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positiva blododlings svar.
- Desinficera blododlingsflaskornas och slaskrörets membran.
- Börja provtagningen med ett **slaskrör** (3-5 mL) som sedan kasseras.
- **Alla flaskor tas därefter i samma stick** (4-6 flaskor rekommenderas för vuxna).
- **Varje flaska fylls med MINST 10 mL blod.** På flaskorna står det 8-10 mL men för att få en bättre sensitivitet och därmed bättre kvalitet på blododlingen så är det viktigt att flaskorna fylls med minst 10 mL för att öka den totala mängden blod.
- Transport till Laboratoriemedicin ska ske snarast möjligt, helst inom två timmar.

För mer information, se provtagningsanvisningarna.

Vid frågor; kontakta laboratorieinstruktör Elin Johansson som nås på [090-785 18 22](tel:090-7851822) eller elin.a.johansson@regionvasterbotten.se