

## VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt eller framåt beroende på hur tyngdpunkten hamnar.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisken när hjälpmedelsanvändaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram och det inte räcker med att ställa hjulen framåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak och det inte räcker med att ställa hjulen bakåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

## Hygienstol HTS barn

### Tiltbar med fällbart ryggstöd

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefonnummer 090-785 93 65.

### Modeller Standardutförande

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hygienstol HTS stl 1 | 42424 |
| Hygienstol HTS stl 2 | 42425 |
| Hygienstol HTS stl 3 | 42426 |

| Teknisk data   | Stl 1          | Stl 2          | Stl 3          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total bredd    | 54 cm          | 54 cm          | 58,5 cm        |
| Sitthöjd       | 41–58 cm       | 41–58 cm       | 41–58 cm       |
| Sittbredd      | 20*/25*/30 cm  | 25*/30*/36 cm  | 33*/38*/43 cm  |
| Sittdjup       | 20/23/25/28 cm | 29/32/34/37 cm | 38/41/43/46 cm |
| Underbenslängd | 20–33 cm       | 25–38 cm       | 36–48 cm       |
| Rygghöjd       | 39 cm          | 48 cm          | 60 cm          |
| Max belastning | 34 kg          | 68 kg          | 113 kg         |
| Kroppslängd    | 76–117 cm      | 106–142 cm     | 127–188 cm     |
| Ålder (ca)     | 2–6 år         | 5–11 år        | 9 år–vuxen     |

\* Justerbart med låstöd

**Standardutförande** är utrustad enligt följande:

Sittenhets **Obs! Utan polster**

Underrede inklusive vinkelställbart benstöd med 75 mm hjul

Fäste för uppsamlingskär/potta, huvudstöd, bälstöd

Sitsvinkel –5° till 25°

Ryggvinkel ställbar –6°, 6° och 18°

Höftbälte



**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under menyen [Sesamdokument på vår hemsida](#).

## Hygienstol HTS barn

### Tiltbar med fällbart ryggstöd

Beställningsunderlag

| Tillbehör som ej ingår i standardutförandet                                                                     |                                                |          |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| Produkt                                                                                                         | Beskrivning                                    | Stl stol | Specifikation   | HMV art.nr |
| <b>Polster</b><br>             | Polster HTS för rygg och sits med öppen ring   | 1        |                 | 49931      |
|                                                                                                                 |                                                | 2        |                 | 50856      |
|                                                                                                                 |                                                | 3        |                 | 49448      |
| <b>Polster</b><br>             | Polster HTS för rygg och sits med stängd ring  | 1        |                 | 44129      |
|                                                                                                                 |                                                | 2        |                 | 44128      |
|                                                                                                                 |                                                | 3        |                 | 44130      |
| <b>Polster</b><br>             | Polster HTS för rygg och sits med stängd ring  | 1        |                 | 50855      |
|                                                                                                                 |                                                | 2        |                 | 50854      |
|                                                                                                                 |                                                | 3        |                 | 44133      |
| <b>Soft polster</b><br>        | Soft polster för sits med stängd ring och rygg | 1        |                 | 50989      |
|                                                                                                                 |                                                | 2        |                 | 50990      |
|                                                                                                                 |                                                | 3        |                 | 50991      |
| <b>Polster till sits</b><br> | Polster HTS för sits utan hål                  | 1        |                 | 50857      |
|                                                                                                                 |                                                | 2        |                 | 50858      |
|                                                                                                                 |                                                | 3        |                 | 50743      |
| <b>Armstöd</b><br>           | Armstöd, avtagbara, par.                       | 1        | H 13,5 cm       | 42602      |
|                                                                                                                 |                                                | 2        | H 17 cm         | 42603      |
|                                                                                                                 |                                                | 3        | H 20 cm         | 42845      |
| <b>Bord/underarmstöd</b><br> |                                                | 1        |                 | 42607      |
|                                                                                                                 |                                                | 2        |                 | 42608      |
|                                                                                                                 |                                                | 3        |                 | 42609      |
| <b>Huvudstöd</b><br>         | Huvudstöd                                      |          |                 | 42604      |
| <b>Bålstöd</b><br>           | Bålstöd, par. Storlek 1                        | 1        | Med bröstbälte  | 42605      |
|                                                                                                                 |                                                |          | Utan bröstbälte | 42613      |
|                                                                                                                 | Bålstöd, par. Storlek 2                        | 2–3      | Med bröstbälte  | 42606      |
|                                                                                                                 |                                                |          | Utan bröstbälte | 42614      |

## Hygienstol HTS barn

### Tiltbar med fällbart ryggstöd

Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

| Produkt                                                                                                          | Beskrivning                                                | Stl stol | Specifikation      | HMV art.nr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|
| <b>Höftstöd</b><br>             | Höftstöd, par                                              | 1        | Höjd 7,5, bredd 18 | 42615      |
|                                                                                                                  |                                                            | 2–3      | Höjd 7,5, bredd 28 | 42617      |
| <b>Abduktionskloss</b><br>      | Abduktionskloss                                            | 1–2      |                    | 42616      |
|                                                                                                                  |                                                            | 3        |                    | 42618      |
| <b>Stänkskydd</b><br>           | Stänkskydd                                                 | 1–2      | Litet              | 42621      |
|                                                                                                                  |                                                            | 3        | Litet              | 42622      |
|                                                                                                                  |                                                            | 1–2      | Stort              | 42611      |
|                                                                                                                  |                                                            | 3        | Stort              | 42612      |
| <b>Potta</b><br>              | Potta, med handtag                                         | 1        |                    | 42620      |
|                                                                                                                  |                                                            | 2        |                    | 42623      |
|                                                                                                                  |                                                            | 3        |                    | 42610      |
| <b>Påskjutshandtag</b><br>    | Påskjutshandtag, par                                       | 1–3      |                    | 42619      |
| <b>Ankelfixering</b><br>      | Ankelfixering, polstrade, par                              | 1–2      |                    | 42626      |
|                                                                                                                  |                                                            | 3        |                    | 42629      |
| <b>Höftbälte</b>                                                                                                 | Höftbälte                                                  | 1–2      |                    | 42628      |
|                                                                                                                  |                                                            | 3        |                    | 42630      |
| <b>Bröst-/skuldersele</b><br> | Bröst-/skuldersele<br>OBS! Höftbälte måste beställas till. | 1        |                    | 42624      |
|                                                                                                                  |                                                            | 2        |                    | 42625      |
|                                                                                                                  |                                                            | 3        |                    | 42632      |
| <b>Vadband</b><br>            | Vadband mjukt                                              | 1–2      |                    | 42627      |
|                                                                                                                  |                                                            | 3        |                    | 42631      |

Mer information finns på leverantörens hemsida [www.schuchmann.se](http://www.schuchmann.se)