

VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisen när brukaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram. Exempelvis om brukaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak. Exempelvis om brukaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst: 090-785 93 65.

Modell Standardutförande

Swift Mobil 160 **HMV art.nr. 32619**
Utgående – levereras i mån av tillgång på lager

Swift Mobil 2 **HMV art.nr. 46685**
Ny modell

Teknisk data

Sitthöjd	45–60 cm
Höjd sits–fotplatta	34,5–46,5 cm
Bredd mellan armstöd	48 cm
Sittbredd	50 cm
Sittdjup	44 cm
Total Bredd	58 cm
Max brukarvikt	160 kg

Teknisk data

Sitthöjd	45–60 cm
Höjd sits– fotplatta	34,5–46,5 cm
Bredd mellan armstöd	48 cm
Sittbredd	50 cm
Sittdjup	44 cm
Total Bredd	58 cm
Max brukarvikt	160 kg

Standardutförande är utrustad enligt följande:

- Armstöd
- Sits med intim-urtag
- Ryggstöd med justerbar ryggklädsel
- Benstöd inkl. fotplatta
- Gejder och gejderfäste
- 4 låsbara länkhjul



Standardutförande är utrustad enligt följande:

- Armstöd
- Sits med intim-urtag fram och öppning bak
- Ryggstöd med justerbar ryggklädsel
- Benstöd inkl. uppfällbar fotplatta
- Gejder och gejderfäste
- 4 låsbara länkhjul



OBS! Vid beställning av tillbehör som inte ingår i standardutförandet måste du skapa en **Arbetsorder kopplad till kundorder** om du vill ha delarna monterade. Manual finns på hemsidan under menyn [Sesamdokument](#).

Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Ben- och vadstöd vinkelreglerbart 	Passar både höger och vänster sida.	styck	32769
Fotstöd till ben- och vadstöd 	Kombineras med ovan vid behov av fotplatta.	styck	32800
Benstöd med uppfällbara och vinkelställbara fotplattor 	Inkl. fotplatta och hälband. OBS! Standard på modell 46685.	par	34328
Snäva benstöd 	Kommer 4 cm närmare sitsen i förhållande till standardbenstöden. Obs! Ej kompatibla med breddningssats för benstöd 45213	par	47614
Vida benstöd 	Kommer 5 cm längre från sitsen i förhållande till standardbenstöden.	par	47613
Benstöd kort hö/vä 	Inkl. fotplatta. Ger fotstödshöjd 24–36,5 cm	par	43389

Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
 Breddningssats benstöd	Ger ytterligare 12 cm bredd mellan benstöden. Höger/Vänster.	par	45213
 Hälband	Inkl. fästanordning	styck	43971
 Amputationsbenstöd	Komplett, passar både höger och vänster sida.	styck	35877
 Rygg XL	Erbjuder bättre plats för rygg och axlar för större hjälpmedelsanvändare. Ökar bredden mellan armstöden med 6 cm till 48/54/60 cm. Passar alla Swift Mobil standardmodeller utom den med tilt.		45807
 Upprätt rygg	Upprätt rygg kommer 7 cm närmare väggen vilket ger en bättre passning för toalettöppningen på vägghängda toaletter. Passar alla Swift Mobil standardmodeller utom den med tilt.		45808
 Breddningssats	Komplett, ökar avståndet mellan armstöden med 6 cm. Obs! Endast för modell 32619, på modell 46685 kan armstöden vridas och på så vis breddas.	par	32777
 Armstödslås	Låser armstöden i nedfällt läge.	par	32778

Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr
Armstöd hemiplegi 	Passar både höger och vänster sida.	styck	11147
Mjukrygg 	Ger värme och mjukhet. Används innanför armstöden vilket gör att man kan fälla upp armstöden.		34525
Komfortskal 	Mjukrygg med integrerade armstödsdynor.		36435
Bålstöd 	Material: polyester, polyamid och polyeten.		35612
Mjuk dyna med standardöppning 	Material: polyeter/vävpplast. Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 2 cm.		11163
Mjukdyna med oval öppning 	Material: polyeter/vävpplast. Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 4 cm.		11162

Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr
Mjuk komfortsits 	Mjuk komfortsits, 4 cm, sluten baktill		
	Större öppning bredd 18 cm		36436
	Mindre öppning bredd 15 cm		36437
Mjuk komfortsits 	Mjuk komfortsits, 2 cm, sluten baktill		43079
Mjuk komfortsits 	Mjuk komfortsits, 2 cm, öppen baktill		43484
	Passar endast Swift Mobil 2 som är öppen baktill. Den går också att sätta på Swift Mobil 160 som är sluten baktill.		
Mjuk komfortsits 	Mjuk komfortsits, 4 cm, öppen baktill		43485
	Passar endast Swift Mobil 2 som är öppen baktill. Den går också att sätta på Swift Mobil 160 som är sluten baktill.		
Stänkskydd 	Kläms fast i intimurtaget.		32773
Bäcken 	Bäcken.		32770
	Lock med handtag till bäcken.		32771
Låg upphängning av gejdrrar 	Tillsats för låg upphängning av gejdrrar.	par	37366

Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet


Tillbehören passar båda modellerna om inget annat anges under "beskrivning" vid varje tillbehör.

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr
Tippskydd inkl. fäste 	Som säkerhet om tyngdpunkten ligger långt bak. Tippskyddet har en knapp för snabbblås. Går att tillfälligt vända upp vid behov.	par	32801
Tippskydd fram inkl. fäste 	Som säkerhet om tyngdpunkten ligger långt fram.	par	45214
Tramprör 	Inklusive fäste	par	42866
Drivhjulssats 24" 	Komplett Total bredd med drivhjul blir 74 cm.	par	32775
Höftbälte 	Fästs runt ryggrören med kardborreband.		32776
Höft-/brösthälte med klädsel 	Kan användas antingen som höft- eller bröstbälte. Justerbart mellan 65 cm och 130 cm.		44102
Brösthälte 	Fästs i ryggstödet.		40425

Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

Beställningsunderlag

	Tvärslå 60,5 cm lång.		11143
	Tvärslå 66,5 cm lång, för breddade armstöd		33906
Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt Delarna passar båda modellerna om inget annat anges under ”beskrivning” vid varje produkt.			
Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
Rygglädsel 	Ställbar ryggklädsel.		43488
Benstöd  	Benstöd komplett inkl. lås. Till modell 32619	par	33025
	Till modell 46685	par	34328
Lås benstöd 	S.k. låsclips.	styck	33027
Gejderfäste 	Komplett sats. Skruvas fast under sitsen.		35523
Gejder 		par	32772
Sits med intim-urtag 	Standardsits till Swift Mobil 160. Obs! Vid efterbeställning ingår ej gejder eller gejderfäste, beställs separat.		32780
Sits med intim-urtag fram och öppning bak 	Standardsits till Swift Mobil 2. Går även att montera på Swift Mobil 160, beställs då som separat tillbehör. Obs! Vid efterbeställning ingår ej gejder eller gejderfäste, beställs separat.		43487

Hygienstol Swift Mobil 160 och Swift Mobil 2

Beställningsunderlag