

## VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

### Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisen när brukaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram. Exempelvis om brukaren har stor kroppsvolymer framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak. Exempelvis om brukaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

#### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam.  
Om du har frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst: 090-785 93 65.

### Modell Standardutförande

Swift Mobil tilt-2                      HVM art.nr 46686

#### Teknisk data

Sitthöjd	50–65 cm
Bredd mellan armstöd	48 cm
Sittbredd	50 cm
Sittdjup	46,5 cm
Sitstilt	0°–35° alt. +5°–30°
Total Bredd	58 cm
Max brukarvikt	160 kg

**Standardutförande** är utrustad enligt följande:

- Armstöd
- Sits med intim-urtag fram och öppningen bak
- Ryggstöd med justerbar ryggklädsel
- Benstöd inkl. uppfällbar fotplatta
- Hälband
- Gejder och gejderfäste
- Nackstöd
- 4 låsbara länkhjul



**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade.  
Manual för detta finns på vår [hemsida](#) under menyn Sesamdokument.







## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Ben- och vadstöd vinkelreglerbart</b> 	Passar både höger och vänster sida.	st	32769
<b>Fotstöd till ben- och vadstöd</b> 	Kombineras med ovan vid behov av fotplatta.	st	32800
<b>Benstöd</b> 	Benstöd komplett inkl. lås.	par	33025
<b>Snäva benstöd</b> 	Kommer 4 cm närmare sitsen i förhållande till standardbenstöden. Obs! Ej kompatibla med breddningssats för benstöd 45213	par	47614
<b>Vida benstöd</b> 	Kommer 5 cm längre från sitsen i förhållande till standardbenstöden.	par	47613
<b>Benstöd kort hö/vä</b> 	Inkl. fotplatta Ger fotstödshöjd 24–36,5 cm.	par	43389








## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

#### Beställningsunderlag

### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
 <b>Breddningsats benstöd</b>	Ger ytterligare 12 cm bredd mellan benstöden. Höger/Vänster.	par	45213
 <b>Amputationsbenstöd</b>	Komplett, passar både höger och vänster sida.	st	35877
 <b>Armstödslås</b>	Låser armstöden i nedfällt läge.	Par	32778
 <b>Armstöd hemiplegi</b>	Passar både höger och vänster sida.	styck	11147
 <b>Mjukrygg</b>	Ger värme och mjukhet. Används innanför armstöden vilket gör att man kan fälla upp armstöden.		34525
 <b>Komfortskal</b>	Mjukrygg med integrerade armstödsdynor.		36435
 <b>Bålstöd</b>	Material: polyester, polyamid och polyeten.		35612








## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

#### Beställningsunderlag

### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Mjuk komfortsits</b> 	Mjuk komfortsits, 4 cm, slutet baktill.		
	Större öppning bredd 18 cm. Mindre öppning bredd 15 cm.		36436 36437
<b>Mjuk komfortsits</b> 	Mjuk komfortsits, 2 cm, slutet baktill.		43079
<b>Mjuk komfortsits</b> 	Mjuk komfortsits, 4 cm, öppen baktill.		43485
<b>Mjuk komfortsits</b> 	Mjuk komfortsits, 2 cm, öppen baktill.		43484
<b>Mjuk dyna med standardöppning</b> 	Material: polyeter/vävplast. Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 2 cm.		11163
<b>Mjukdyna med oval öppning</b> 	Material: polyeter/vävplast. Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 4 cm.		11162
<b>Stänkskydd</b> 	Kläms fast i intim-urtaget.		32773








## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

#### Beställningsunderlag

### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Bäcken</b> 	Bäcken. Lock med handtag till bäcken.		32770 32771
<b>Låg upphängning av gejdarrar</b> 	Tillsats för låg upphängning av gejdarrar.	Par	37366
<b>Tippskydd inkl. fäste</b> 	Som säkerhet om tyngdpunkten ligger långt bak.	par	47524
<b>Tippskydd fram inkl. fäste</b> 	Som säkerhet om tyngdpunkten ligger långt fram.	par	45214
<b>Tramprör</b> 	Inklusive fäste.	par	42866
<b>Höft-/brösthälsa med klädsel</b> 	Kan användas antingen som höft- eller bröstbälte.  Justerbart 65–130 cm.		44102
<b>Höftbälte</b> 	Fästs runt ryggröret med kardborreband.		32776



## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd



Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
 Bröstmålare	Fästs i ryggstödet.		40425
 Tvärså	Tvärså 60,5 cm lång. Tvärså 66,5 cm lång, för breddade armstöd.		11143 33906
<p><b>OBS!</b> Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en <b>Arbetsorder kopplad till kundorder</b> göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår <a href="#">hemsida</a> under menyn Sesamdokument.</p>			







#### Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
 Huvudstöd inkl. fäste	Multijusterbart huvudstöd med formad kudde. Reglerbart i höjd-, djup-, och sidled samt i vinkel.		44038
Huvudstöd exkl. fäste	Multijusterbart huvudstöd med formad kudde.		44039
 Ryggklädsel	Ställbar ryggklädsel.		43488

## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt			
Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Benstöd med uppfällbara och vinkelställbara fotplattor</b> 	Inkl. fotplatta och hälband.	par	34328
<b>Hälband</b> 	Inkl. fästordning.	st	43971
<b>Lås benstöd</b> 	S.k. låsclips.	st	33027
<b>Gejderfäste</b> 	Komplett sats. Skruvas fast under sitsen.		35523
<b>Gejder</b> 		par	32772
<b>Sits med intimurtag fram och öppning bak</b> 	Standardsits till Swift Mobil 2.  Går även att montera på Swift Mobil 160, beställs då som separat tillbehör.  <b>OBS!</b> Vid efterbeställning ingår ej gejder eller gejderfäste, beställs separat.		43487
Mer information finns på leverantörens hemsida: <a href="http://www.etac.se">www.etac.se</a>			

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår [hemsida](#) under menyn Sesamdokument.