

## VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.

Att tänka på:

- Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen ställs i läge utåt eller framåt beroende på hur tyngdpunkten hamnar.
- Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden vridas åt sidan.
- Ta hänsyn till tipprisken när hjälpmedelsanvändaren lutar framåt.
- Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram och det inte räcker med att ställa hjulen framåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren har stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används.
- Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak och det inte räcker med att ställa hjulen bakåt. Exempelvis om hjälpmedelsanvändaren är benamputerad eller stolen måste vara bakåttildad.

## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

#### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam.  
Om du har frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst: 090-785 93 65.

### Modell Standardutförande

**Swift Mobil tilt-2****HMV art.nr 46686**

#### Teknisk data

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Sitthöjd             | 50–65 cm            |
| Bredd mellan armstöd | 48 cm               |
| Sittbredd            | 50 cm               |
| Sittdjup             | 46,5 cm             |
| Sitstilt             | 0°–35° alt. +5°–30° |
| Total Bredd          | 58 cm               |
| Max. användarvikt    | 160 kg              |

**Standardutförande** är utrustad enligt följande:

- Armstöd
- Sits med intim-urtag fram och öppningen bak
- Ryggstöd med justerbar ryggklädsel
- Benstöd inkl. uppfällbar fotplatta
- Hälband
- Gejder och gejderfäste
- Nackstöd
- 4 låsbara länkhjul



**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade.  
Manual för detta finns på vår [hemsida](#) under menyn Sesamdokument.

## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

| Produkt                                                                                                                       | Beskrivning                                                                                                                 | Specifikation | HMV art.nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Ben- och vadstöd vinkelreglerbart</b><br> | Passar både höger och vänster sida.                                                                                         | st            | 32769       |
| <b>Fotstöd till ben- och vadstöd</b><br>     | Kombineras med ovan vid behov av fotplatta.                                                                                 | st            | 32800       |
| <b>Benstöd</b><br>                         | Benstöd komplett inkl. lås.                                                                                                 | par           | 33025       |
| <b>Snäva benstöd</b><br>                   | Kommer 4 cm närmare sitsen i förhållande till standardbenstöden.<br>Obs! Ej kompatibla med breddningssats för benstöd 45213 | par           | 47614       |
| <b>Vida benstöd</b><br>                    | Kommer 5 cm längre från sitsen i förhållande till standardbenstöden.                                                        | par           | 47613       |
| <b>Benstöd kort hö/vä</b><br>              | Inkl. fotplatta<br>Ger fotstödshöjd 24–36,5 cm.                                                                             | par           | 43389       |

## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

#### Beställningsunderlag

### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

| Produkt                                                                                                            | Beskrivning                                                                                   | Specifikation | HMV art.nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Breddningssats benstöd</b><br> | Ger ytterligare 12 cm bredd mellan benstöden. Höger/Vänster.                                  | par           | 45213       |
| <b>Amputationsbenstöd</b><br>     | Komplett, passar både höger och vänster sida.                                                 | st            | 35877       |
| <b>Armstödslås</b><br>           | Låser armstöden i nedfällt läge.                                                              | Par           | 32778       |
| <b>Armstöd hemiplegi</b><br>    | Passar både höger och vänster sida.                                                           | styck         | 11147       |
| <b>Mjukrygg</b><br>             | Ger värme och mjukhet. Används innanför armstöden vilket gör att man kan fälla upp armstöden. |               | 34525       |
| <b>Komfortskal</b><br>          | Mjukrygg med integrerade armstödsdynor.                                                       |               | 36435       |
| <b>Bålstöd</b><br>              | Material: polyester, polyamid och polyeten.                                                   |               | 35612       |

## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

#### Beställningsunderlag

### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

| Produkt                                                                                                                     | Beskrivning                                                                                   | Specifikation | HMV art.nr.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Mjuk komfortsits</b><br>                | Mjuk komfortsits, 4 cm, sluten baktill.                                                       |               |                |
|                                                                                                                             | Större öppning bredd 18 cm.<br>Mindre öppning bredd 15 cm.                                    |               | 36436<br>36437 |
| <b>Mjuk komfortsits</b><br>                | Mjuk komfortsits, 2 cm, sluten baktill.                                                       |               | 43079          |
| <b>Mjuk komfortsits</b><br>               | Mjuk komfortsits, 4 cm, öppen baktill.                                                        |               | 43485          |
| <b>Mjuk komfortsits</b><br>              | Mjuk komfortsits, 2 cm, öppen baktill.                                                        |               | 43484          |
| <b>Mjuk dyna med standardöppning</b><br> | Material: polyeter/vävplast.<br>Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 2 cm. |               | 11163          |
| <b>Mjukdyna med oval öppning</b><br>     | Material: polyeter/vävplast.<br>Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 4 cm. |               | 11162          |
| <b>Stänkskydd</b><br>                    | Kläms fast i intim-urtaget.                                                                   |               | 32773          |

## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

#### Beställningsunderlag

### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

| Produkt                                                                                                                              | Beskrivning                                                                    | Specifikation | HMV art.nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Bäcken</b><br>                                   | Bäcken.                                                                        |               | 32770       |
|                                                                                                                                      | Lock med handtag till bäcken.                                                  |               | 32771       |
| <b>Låg upphängning av gejd</b><br><b>gejd</b><br>   | Tillsats för låg upphängning av gejd                                           | Par           | 37366       |
| <b>Tippskydd inkl. fäste</b><br>                   | Som säkerhet om tyngdpunkten ligger långt bak.                                 | par           | 47524       |
| <b>Tippskydd fram inkl. fäste</b><br>             | Som säkerhet om tyngdpunkten ligger långt fram.                                | par           | 45214       |
| <b>Tramprör</b><br>                               | Inklusive fäste.                                                               | par           | 42866       |
| <b>Höft-/brösthälte</b><br><b>med klädsel</b><br> | Kan användas antingen som höft- eller bröstbälte.<br><br>Justerbart 65–130 cm. |               | 44102       |
| <b>Höftbälte</b><br>                              | Fästs runt ryggrören med kardborreband.                                        |               | 32776       |


## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

Beställningsunderlag

#### Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                               | Beskrivning                                                        | Specifikation | HMV art.nr.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Brösthäls</b><br>                                                                                                                                                 | Fästs i ryggstödet.                                                |               | 40425          |
| <b>Tvårså</b><br>                                                                                                                                                    | Tvårså 60,5 cm lång.<br>Tvårså 66,5 cm lång, för breddade armstöd. |               | 11143<br>33906 |
| <b>OBS!</b> Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en <b>Arbetsorder kopplad till kundorder</b> göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår <a href="#">hemsida</a> under menyn Sesamdokument. |                                                                    |               |                |

#### Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt

| Produkt                                                                                                      | Beskrivning                                                                                      | Specifikation | HMV art.nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Huvudstöd inkl. fäste<br> | Multijusterbart huvudstöd med formad kudde. Reglerbart i höjd-, djup-, och sidled samt i vinkel. |               | 44038       |
| Huvudstöd exkl. fäste                                                                                        | Multijusterbart huvudstöd med formad kudde.                                                      |               | 44039       |
| <b>Rygglädsel</b><br>     | Ställbar rygglädsel.                                                                             |               | 43488       |

## Hygienstol Swift Mobil tilt-2

### Tiltbar och inställbar höjd

#### Beställningsunderlag

| Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Produkt                                                                                                                                            | Beskrivning                                                                                                                                                                                               | Specifikation | HMV art.nr. |
| <b>Benstöd med uppfällbara och vinkelställbara fotplattor</b><br> | Inkl. fotplatta och hälband.                                                                                                                                                                              | par           | 34328       |
| <b>Hälband</b><br>                                                | Inkl. fästordning.                                                                                                                                                                                        | st            | 43971       |
| <b>Lås benstöd</b><br>                                           | S.k. låsclips.                                                                                                                                                                                            | st            | 33027       |
| <b>Gejderfäste</b><br>                                          | Komplett sats. Skruvas fast under sitsen.                                                                                                                                                                 |               | 35523       |
| <b>Gejder</b><br>                                               |                                                                                                                                                                                                           | par           | 32772       |
| <b>Sits med intimurtag fram och öppning bak</b><br>             | Standardsits till Swift Mobil 2.<br><br>Går även att montera på Swift Mobil 160, beställs då som separat tillbehör.<br><br>Obs! Vid efterbeställning ingår ej gejder eller gejderfäste, beställs separat. |               | 43487       |

Mer information finns på leverantörens hemsida: [www.etac.se](http://www.etac.se)

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår [hemsida](#) under menyn Sesamdokument.