

Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090 - 785 93 65.

Modeller Standardutförande

Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	HMV art.nr.
47.5 cm	Kort	36-47 cm	37396
47.5 cm	Lång	42-55 cm	39054
50 cm	Kort	36-47 cm	37397
50 cm	Lång	42-55 cm	39055
52.5 cm	Kort	36-47 cm	37398
52.5 cm	Lång	42-55 cm	39056
55 cm	Kort	36-47 cm	37399
55 cm	Lång	42-55 cm	39057
57.5 cm	Kort	36-47 cm	37400
57.5 cm	Lång	42-55 cm	39058
60 cm	Kort	36-47 cm	37401

Standardutförande är utrustad enligt följande

Chassi	Aluminium och stålrör. Hopfällbart med dubbla kryssrör
Bromsar	Knäledsbroms, högmonterad med vinklat rött handtag
Körhandtag	Höjddreglerbara, avtagbara
Ryggstöd	3A rygg standard 40 cm, steglöst justerbart 32 till 45 cm med tvärstag
Ryggvinkel höft	Standard 2° justerbar från -5° till +20°
Ryggvinkel lumbal	Standard 7° Triangulär -8° till +18°
Sits	Justerbar i höjd och vinkel
Sitsklädsel	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic
Rygglädsel	Individuell reglerbar klädsel med kardborreband.
Ryggöverdrag	Mörkgrått avtagbart överdrag i plysch/polamid.
Sitshöjd	Standard 45 cm
Cambervinkel	Standard 2°
Drivhjul	24" snabbkopplande drivhjul med massiva däck och rostfri drivring. 38 alternativa drivhjulpositioner
Länkhjul	165 x 30 massivt
Framgaffel	Medium med stålaxel
Framgaffelfäste	Justerbart i höjd och vinkel
Benstöd	Svarta svängbara och avtagbara
Fotstöd	Delade fotplattor, reglerbar höjd och justerbar vinkel
Armstöd	Med massiv platta längd 25 cm, höjddjusterbara
Tipskydd	Standard
Transportfästen	Standard
Chassifärg	98 Midnattsblå
Max brukarvikt	160 kg. Lägsta sitthöjd i framkant 40,5 cm med 6" länkhjul. För undantag samt ändringar av maxvikt, se sida 8.



Om annan sitshöjd önskas, se sitshöjdstabell på sida 8.



Ett nytt tvärstag finns som standard på Cross XL. Under en övergångsperiod kan det gamla tvärstaget (modell 2) respektive det nya tvärstaget (modell 4) skickas, se sid 6.

Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.
För att se delar som ingår i standard, se **sida 6**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr
Körbygel 	Höjddreglerbar		Obs! En stl mindre än stolsbredd	
		47.5 cm	45 cm	39087
		50 cm	47.5 cm	39082
		52.5 cm	50 cm	39083
		55 cm	52.5 cm	20899
		57.5 cm	55 cm	32010
Armstöd 	Lång med ingjuten massiv platta. Längd 38 cm, höjddjusterbara.		Höger	12473
			Vänster	12474
Tillbehör armstöd 	Armstödsdyna Hemi (passar till långt armstöd med längd 38 cm)		Höger	12488
			Vänster	12489
	Armstödsdyna polstrad st. Mörkgrå plysch.		Kort 25 cm	12490
			Lång 38 cm	12491
Lårstöd 	Monteras på korta eller långa armstöd, komplett. Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1. Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.	Kort ram	Höger	35825
			Vänster	35826
		Lång ram	Höger	35827
			Vänster	35828
Mjukdyna 	Till lårstöd (klistras fast)		Höger	35829
			Vänster	35830
Broms 	Bromsspak förlängd/fällbar			13286


Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se sida 6.

Produkter	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Broms (forts.) 	Enhandsbroms kompl		Höger	37711
			Vänster	37326
Vårdarbroms	Det behövs 2 st hjul och 2 st körhandtag samt 1 st monteringssats.			
	24" hjul med rostfri drivring			37742
	22" hjul med rostfri drivring			37741
	Körhandtag inklusive vajer			37739
	Monteringssats			37740
Benstöd        	Vinkelreglerbart mod 1, exkl. vadplatta			12609
	Dynkonsol för vadplatta, mod 1			12656
	Vadplatta mörkgrå	45-47.5 cm		37627
		50-60 cm		32419
	Vinkelreglerbart mod 3, exkl. vadplatta.			12606
	Överdrag vadplatta, till vrb benstöd 12606.			34840
	Gipsbenstöd, inkl. tre dynor		Höger	35325
			Vänster	35326
	Amputationsbenstöd. Mörkgrå.		Höger	39084
			Vänster	39085
	Amputationsvikt komplett.			32533
Fotplattor  	Delade uppfällbara, reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup.	47.5 cm	Höger	12648
			Vänster	12649
	34 cm infästningsrör (10 cm längre än standard på 24 cm).	50-60 cm	Höger	12642
			Vänster	12643
	Hel fotplatta komplett.	47.5-50 cm		18058
		50-60 cm		23418




Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se sida 6.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Fotplattor (forts.) 	Förlängningsdel till fotplatta (monteras på befintlig fotplatta)	45 - 47.5 cm		12651
		50-60 cm		12652
Vadband 	Avtagbart och delbart. Nylon.	45-47.5 cm		12659
		50-52.5 cm		12660
		55-60 cm		20837
Polstring för vadband 			20 cm	37634
			30 cm	37635
			40 cm	37636
Hälband 	Till delade fotplattor.		Höger/vänster.	12653
Bord 	Transparent, monteras på långa armstöd. Storlek = stolens bredd.		47.5 cm	13409
			50 cm	13410
			52.5 cm	20898
			55 cm	21571
			57.5 cm	23122
Hemibord 	47.5 cm - 50 cm kort/lång. (finns ej till storlek 52.5 - 57.5 cm)	47.5 cm	Kort överdrag	37640
		47.5 cm	Långt överdrag	21565
		50 cm	Kort överdrag	21850
		50 cm	Långt överdrag	37644
Hemibord halvt 	Kommunikation		Höger	34922
			Vänster	34923
Höftbälte 	Med snäpplås, avkortbart. Två alternativa fästpunkter på ramen.		100 cm	13215
			128 cm	20168
 Huvudstöd	Monteras på körbygel.			
	Mörkgrå plysch. Inkl. stag.		26 x 14 cm	41265
	Huvudstödsfäste för körbygel komplett.			31268


Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se sida 6.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Tvärstag 	Modell 4 med integrerat huvudstödsfäste		47.5 cm	43427
			50 cm	43428
			52.5 cm	43429
			55 cm	43430
			57.5 cm	43431
			60 cm	43432
Bålstöd 	Plysch, polstrat, inkl. fäste.			36460
	Justerbart, sidosvängbart och avtagbart		0 mm, höger	42568
			0 mm, vänster	42569
			-15 mm, höger	42566
			-15 mm, vänster	42567
			-45 mm, höger	42564
			-45 mm, vänster	42565
	Om du önskar böjt stag kontakta hjälpmedelskonsulent/kundtjänst. Svart PUR, mellan, sidosvängbart, justerbart i höjd och djup		Mellan, höger	38515
			Mellan, vänster	38516
			Stor, höger	38517
			Stor, vänster	38518
Ryggkil 	Mörkgrå plysch.		Kort, 15 cm	37714
			Lång, 30 cm	37715
Ekerskydd 	Grått tryck Etac.		20"	13293
			22"	13295
			24"	13294
Drivhjul	Massivt däck med drivring. Rostfri.		20"	20936
			22"	21336
Drivring	Plastad (endast drivring)		20"	20148
			22"	19089
			24"	13015
	Cellgummi (endast drivring)		22"	13245
			24"	13246
Länkhjul	200 x 50 massivt (kräver bred gaffel och breddat fäste)		8"	31259
Framgaffel stålaxel	Bred			31281
Framgaffelfäste	Breddat.			13235

Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Klädsel rygg	Standard reglerbar. Med kardborreband.		45-50 cm 52.5-60 cm	37616 39092
Rygglädsel, överdrag	Överdrag rygg	47.5 cm 50 cm 52.5 cm 55 cm 57.5 cm 60 cm		37613 37614 39089 39090 39091 43691
Sitsklädsel	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic.	47.5 cm 50 cm 52.5 cm 55 cm 57.5 cm	Kort (kort sitsdjup). Lång (långt sitsdjup). Kort (kort sitsdjup). Lång (långt sitsdjup). Kort (kort sitsdjup). Lång (långt sitsdjup). Kort (kort sitsdjup). Lång (långt sitsdjup). Kort (kort sitsdjup). Lång (långt sitsdjup).	37623 39095 37624 39096 39093 39097 37743 39098 39094 39099
Sitsförlängare klädsel	Crossrygg mod 3. Förlänger sitsen 7 cm i bakkant, tillsammans med triangulär rygg.		45-60 cm	36261
Körhandtag	Höjdreglerbara.		Höger/vänster	39088
Tvärstag	Modell 2, med snäpplåsning. En storlek mindre än stolsbredd.	47.5 cm 50 cm 52.5 cm 55 cm 57.5 cm	45 cm 47.5 cm 50 cm 52.5 cm 55 cm	13322 13323 13324 18467 20739
	Modell 4. Samma storlek som stolsbredd.		47,5 cm 50 cm 52,5 cm 55 cm 57,5 cm	43418 42348 42178 43419 43420
Armstöd	Kort med ingjuten massiv platta. Längd 25 cm, höjdjusterbara.		Höger Vänster	12486 12487

Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt (forts.)

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Broms 	Med vinklat rött handtag med fäste.		Höger	37625
			Vänster	37626
Benstöd 	Vid vinkel, svarta.			12603
Fotplattor 	Delade uppfällbara. Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup.	47.5 cm	Höger	12646
			vänster	12647
		50-60 cm	Höger	12620
			Vänster	12621
Drivhjul	Massivt däck med drivring, rostfri.		24"	21337
	Axel QR			37728
Länkhjul	165 x 30 massivt		6.5"	31714
Framgaffel stålaxel	Medium			31323
Framgaffelfäste	Standard			13234
Tippskydd	Teleskoperande. Komplett.			37631
Transportfäste	Komplett.		Höger	37632
			Vänster	37633
Mer information finns på leverantörens hemsida www.etac.se				

Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

SITSHÖJDSTABELL


För nybeställning av annan sitshöjd än standard måste arbetsorder kopplad till kundorder registreras.
För rätt artikelnummer på nedanstående delar, se sid 5.

Standard

Sitshöjd 45 cm


24" drivhjul i position D, balansläge i position 4

6.5" länkhjul med medium framgaffel i position 1



Sitshöjd bak

Sitshöjd A - G
Balansläge 1 - 6
Standard D4 ✕



Drivhjulsposition

Sitshöjd bak

20" pos G	34 cm
20" pos F	36 cm
20" pos E	38 cm
20" pos D	40 cm
20" pos C	42 cm
20" pos B	44 cm
20" pos A	46 cm

22" pos G	36.5 cm
22" pos F	38.5 cm
22" pos E	40.5 cm
22" pos D	42.5 cm
22" pos C	44.5 cm
22" pos B	46.5 cm
22" pos A	48.5 cm

24" pos G	39 cm
24" pos F	41 cm
24" pos E	43 cm
24" pos D (std)	45 cm (std)
24" pos C	47 cm
24" pos B	49 cm
24" pos A	51 cm

Sitshöjd fram

Lägre sitshöjd fram kräver mindre länkhjul än nedanstående. Det medför att max brukarvikt blir lägre.
Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent.

Framgaffelposition

Länkhjul/framgaffel

Sitshöjd fram

6.5" / kort	41 – 46 cm
6.5" / medium (std)	44 – 51 cm (std)
8" / bred	48 – 52 cm

