

## Manuell rullstol Start M6 Junior

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam.  
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090 - 785 93 65.

### Modeller standardutförande

HMV art.nr.	Hjuldimension	Sittbredd	Sittdjup	Rygghöjd
34375	24"	30,5 cm	31 cm	32,5 cm
34376	24"	33 cm	34 cm	32,5



**Standardutförande** är utrustad enligt följande:

<b>Tippskydd</b>	
<b>Länkhjul</b>	5" massiva
<b>Länkhjulsgaffel</b>	kort
<b>Drivhjul</b>	Med fälg
<b>Däck</b>	Massiva 1 3/8"
<b>Drivring</b>	Alu silver
<b>Rygg</b>	Rak
<b>Rygglädsel</b>	Fast rygghöjd
<b>Körhandtag</b>	Höjjusterbart, bakpåliggande, utåtvinklade
<b>Sidoskydd armstöd</b>	300 mm, höjjusterbart
<b>Sitsklädsel</b>	
<b>Benstödsrör</b>	Kort (27 - 40 cm)
<b>Fotplatta</b>	Delade plast



OBS! Sittdyna ingår ej.

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförande

Produkt	Beskrivning	HMV art.nr
 <b>Höftbälte</b>		42573
 <b>Benstöd</b>	Vinkelställbart med vadplatta - Vänster Vinkelställbart med vadplatta - Höger	42571 42572

Mer information finns på leverantörens hemsida [www.wolturnus.se](http://www.wolturnus.se)

## Manuell rullstol Start M6 Junior

Beställningsunderlag

Förslag på rullstolsdynor		
Till stolsbredd 30.5	Nima standard 600 INK 30 * 35	HMV art.nr 39972
Till stolsbredd 33	Nima standard 600 INK 30 * 35	HMV art.nr 40009
Mer information finns på leverantörens hemsida <a href="http://www.nimacare.se">www.nimacare.se</a>		