

Gåbord elektriskt – Vuxen

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Här hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam.

Standardutförande			
Alla gåborden är elektriska. I standardutförande ingår laddare.			
Modeller standardutförande	Bure Double 2.0	Bure XL	Bure Smal Low
Art.nr.	47792	33868	47117
Totalbredd	64–95 cm	88 cm	67 cm
Armstödens innermått	33–50 cm	44–62 cm	29–37 cm
Dynans höjd	85–125 cm	91–131 cm	70–95 cm
Max. användarvikt	150 kg	240 kg	150 kg
Hjulstorlek	75 mm	125 mm	75 mm
			

Gåbord elektriskt – Vuxen

Sortimentsöversikt/beställningsunderlag

Här hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i WebSesam.

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet							
X = tillbehöret är kompatibelt med huvudprodukten							
Tillbehör	Art.nr.	Bure double 2.0	Bure XL	Bure smal low	Bure std/ smal	Bure space	Bure double
Droppställning	32766	X	X	X	X	X	X
Sidostöd för armstödsdyna	32850	X	X	X	X	X	X
Handbroms 75 mm hjul, (Montering kräver tekniker)	47783			X	X	X	
Handbroms DB 75 mm hjul, (Montering kräver tekniker)	46808	X					
Handbroms 125 mm hjul, (Montering kräver tekniker)	32977		X		X	X	
Broms enhands hö/vä 75 mm hjul, (Montering kräver tekniker)	47785			X	X	X	
Broms enhands hö/vä DB 75 mm hjul, (Montering kräver tekniker)	47784	X					
Broms enhands hö/vä 125 mm hjul, (Montering kräver tekniker)	43573		X		X	X	
Gårträningssle inkl. 4 st fästen	44621	X		X	X	X	X
Ståplatta Swivel STD, svängbara hjul, kort	44388			X	X		
Ståplatta Swivel DB, svängbara hjul, kort	43390	X					
Ståplatta Swivel SPACE, svängbara hjul, kort	44321					X	
Ståplatta Swivel STD svängbara hjul, lång	44160			X	X		
Ståplatta Swivel DB, svängbara hjul, lån	44198	X					
Ståplatta Swivel SPACE svängbara hjul, lång	44936					X	
Knästöd (Obs! Ökad tipprisk, använd med ståplatta)	41389	X		X	X	X	X
Hjul 75 mm st	38449	X		X	X	X	
Hjul 125 mm st	33004	X	X		X	X	X

Mer information finns på leverantörens hemsida: www.directhealthcargroup.com

Obs! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual finns under [Sesamdokument](#) på vår hemsida