

Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i Websesam.
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090-785 93 65.

Modeller Standardutförande

Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	HMV art.nr.
35 cm	Standard	36–42 + 7 cm	45877
35 cm	Lång	42–48 + 7 cm	46566
37,5 cm	Standard	36–42 + 7 cm	45878
37,5 cm	Lång	42–48 + 7 cm	45879
40 cm	Standard	36–42 + 7 cm	45880
40 cm	Lång	42–48 + 7 cm	45881
42,5 cm	Standard	36–42 + 7 cm	45882
42,5 cm	Lång	42–48 + 7 cm	45883
45 cm	Standard	36–42 + 7 cm	45884
45 cm	Lång	42–48 + 7 cm	45885
47,5 cm	Standard	36–42 + 7 cm	45886
47,5 cm	Lång	42–48 + 7 cm	45887
50 cm	Standard	36–42 + 7 cm	45888
50 cm	Lång	42–48 + 7 cm	45889

Standardutförande är utrustad enligt följande:

Chassi	Aluminium och stålrör. Hopfällbart med dubbla kryssrör
Bromsar	Knäledsbroms, högmonterad med vinklat rött handtag
Körhandtag	Höjddreglerbara, avtagbara
Ryggstöd	3A ryggstandard 40 cm, steglöst justerbart 32 till 45 cm
Ryggvinkel höft	Justerbar från -5° till +20°
Ryggvinkel lumbal	Triangelär -16° till +16°
Sits	Justerbar i höjd och vinkel
Sitsklädsel	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic
Ryggklädsel	Individuell reglerbar klädsel med kardborreband.
Ryggöverdrag	Mörkgrått avtagbart överdrag i plysch/polyamid.
Sitshöjd	Standard 46 cm fram, 45 cm bak
Cambervinkel	Standard 2°
Drivhjul	24" snabbkopplande drivhjul med massiva däck och rostfri drivring.
Länkhjul	165 x 30 massivt
Framgaffel	Medium med stålaxel
Framgaffelfäste	Justerbart i höjd och vinkel
Benstöd	Svarta svängbara och avtagbara
Fotstöd	Reglerbar höjd och justerbar vinkel, infästningsrör 24 cm
Armstöd	Med massiv platta längd 25 cm, höjddjusterbara
Tipskydd	Standard
Transportfästen	Standard
Chassifärg	Grå
Totalbredd	+ 20,5 cm med drivhjul och drivringar
Max brukarvikt	135 kg






Finns Cross 5 på vårt lager, skickas denna modell. Önskas Cross 6, kontakta ansvarig konsulent.
Om annan sitshöjd önskas, se sitshöjdstabell på sidan 12–13.

Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad. För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr
Armstöd 	Lång med ingjuten massiv platta.		Höger	12473
	Längd 38 cm höjjusterbara.		Vänster	12474
Tillbehör armstöd				
	Armstödsdyna Hemi (passar till långt armstöd med längd 38 cm)		Höger	12488
			Vänster	12489
	Armstödsdyna polstrad st		Kort (25 cm)	12490
			Lång (38 cm)	12491
Lårstöd 	Monteras på korta eller långa armstöd, komplett. Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1. Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.			
	Kort ram		Höger	35825
			Vänster	35826
	Lång ram		Höger	35827
			Vänster	35828
Mjukdyna 	Till sidostöd (klistras fast)		Höger	35829
	Till sidostöd (klistras fast)		Vänster	35830
Bromsspak 	Förlängd/fällbar			13286
	Enhandsbroms, kompl		Höger	37711
			Vänster	31326
Benstöd 	Snäv vinkel			12604
	 Snäv vinkel kort			
		12605		

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn [Sesamdokument](#).

Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad. För att se delar som ingår i standard, se sida 9.

Produkter	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Benstöd				
	Dynkonsol för vadplatta, mod 1			12656
	Vadplatta mörkgrå, mod 1	35–37,5 cm		12654
		40–42,5 cm		12655
		45–47,5 cm		37627
		50 cm		32419
	Vinkelreglerbart mod 1, inkl. vadplatta		Höger/Vänster	12609
	Vinkelreglerbart mod 3, inkl. uppfällbar vadplatta		Höger/vänster	12606
	Överdrag vadplatta, till vrb benstöd		Dartex	34840
	Vinkelreglerbart Prio Inkl. vadplatta	42,5–45 cm	Höger	45261
			Vänster	45262
		47,5–50 cm	Höger	45263
			Vänster	45264
		52,5–55 cm	Höger	45265
			Vänster	45266
	Gipsbenstöd, inkl. tre dynor		Höger	35325
			Vänster	35326
	Amputationsbenstöd		Mörkgrå plysch	12608
	Amputationsvikt kompl			32533
	Täcklock Monteras i hålet för benstödsfäste Passar endast Cross 6			45993

Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Fotplattor	 Delade uppfällbara, reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup. 34 cm infästningsrör (10 cm längre än standard på 24 cm).	35 cm	Höger	12632
			Vänster	12633
		37,5 cm	Höger	12634
			Vänster	12635
		40 cm	Höger	12636
			Vänster	12637
		42,5 cm	Höger	12638
			Vänster	12639
		45 cm	Höger	12640
			Vänster	12641
	 Delade uppfällbara, reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup. 16 cm infästningsrör (8 cm kortare än standard på 24 cm).	47,5 cm	Höger	12648
			Vänster	12649
		50 cm	Höger	12642
			Vänster	12643
		35 cm	Höger	12622
			Vänster	12623
		37,5 cm	Höger	12624
			Vänster	12625
		40 cm	Höger	12626
			Vänster	12627
		42,5 cm	Höger	12628
			Vänster	12629
		45 cm	Höger	12630
			Vänster	12631
		47,5 cm	Höger	12644
			Vänster	12645
		50 cm	Höger	23407
			Vänster	23408
	Hel fotplatta kompl	35–37,5 cm		17844
		40–50 cm		18058
Polstring 	Delade fotplattor	35–40 cm	Höger	42633
		35–40 cm	Vänster	42634
		42,5–50 cm	Höger	42656
		42,5–50 cm	Vänster	42657
Polstring 	Hel fotplatta	40–47,5 cm		46559
		50–60 cm		46560
Förlängningsdel i plast 	Monteras på befintlig fotplatta	40–425 cm		12650
		45–47,5 cm		12651
		50 cm		12652


Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Förlängning i metall fotplatta 	Monteras på befintlig fotplatta.	35–45 cm	Hel platta	46563
	Arbetsorder behövs pga. att	40–47,5 cm	Höger	45866
	montering kräver borrar.	40–47,5 cm	Vänster	45867
	Breddat framgaffelfäste kan	50 cm	Höger	46561
	behövas.	50 cm	Vänster	46562
Styrning fotplatta 	Monterings-kit som länkar ihop förlängning i metall av fotplattor till hel fotplatta.			46713
Sidoskydd 	Stöd för förlängningsdel i metall mot länkhjul.			46671
Knästöd yttre 	För fasta benstöd utan lås.		Höger Vänster	45868 45869
Vadband 	Avtagbart och delbart nylon.	35–37,5 cm 40–42,5 cm 45–47,5 cm 50 cm		12657 12658 12659 12660
Polstring för vadband 			20 cm 30 cm 40 cm	37634 37635 37636
Hälband 	Till delade fotplattor		Hö/vä	12653
Bord 	Transparent, monteras på långa armstöd. Storlek = stolens bredd	35 cm 37,5 cm 40 cm 42,5 cm 45 cm 47,5 cm 50 cm		13404 13405 13406 13407 13408 13409 13410



Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Hemibord 	Transparent. Storlek = stolens bredd	35 cm	kort överdrag	37637
		35 cm	långt överdrag	37641
		37,5 cm	kort överdrag	37638
		37,5 cm	långt överdrag	37642
		40 cm	kort överdrag	22351
		40 cm	långt överdrag	37643
		42,5 cm	kort överdrag	32705
		42,5 cm	långt överdrag	32706
		45 cm	kort överdrag	37639
		45 cm	långt överdrag	21564
		47,5 cm	kort överdrag	37640
		47,5 cm	långt överdrag	21565
		50 cm	kort överdrag	21850
		50 cm	långt överdrag	37644
	Halkskydd till bord Hemi			37646
Hemibord halvt 			Höger	34922
			Vänster	34923
Huvudstöd 	Traditionellt 26x14 cm inkl. turtlestag 350 mm		Mörkgrå plysch, inkl. stag.	44617
Fäste bröstsele 	Kombineras med traditionellt huvudstöd			46558
Huvudstöd med sidostöd 	Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes		Överdrag grå hygien, inkl. stag	45035
Huvudstödsfäste 3A med stag 	Komplett, modell 4 Samma storlek som sitsbredd	35 cm		43422
		37,5 cm		43423
		40 cm		43424
		42,5 cm		43425
		45 cm		43426
		47,5 cm		43427
		50 cm		43428




Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning		Specifikation	HMV art.nr.
Körbygel 	Höjddreglerbar	Sitsbredd	Obs! En stl mindre än stolsbredd	
		35 cm	32,5 cm	36461
		37,5 cm	35 cm	13302
		40 cm	37,5 cm	13306
		42,5 cm	40 cm	13307
		45 cm	42,5 cm	13308
		47,5 cm	45 cm	13309
		50 cm	47,5 cm	13303
Huvudstödsfäste 	För höjddreglerbar körbygel			31268
Körbygel 	Vinkelreglerbar	Sitsbredd	Obs! En stl mindre än stolsbredd	
		37,5	35	43175
		40	37,5	42708
		42,5	40	43176
		45	42,5	43177
		47,5	45	42178
		50	47,5	43179
Tvärstag 3A med snäplås  	Komplett, modell 4 Samma storlek som sitsbredd	35		43413
		37,5		43414
		40		43415
		42,5		43416
		45		43417
		47,5		43418
		50		42348
Höftbälte 	Med snäplås, avkortbart. Två alternativa fästpunkter på ramen.	100 cm		13215
		128 cm		20168
Bålstöd 	Svart dartex, polstrat, inkl. fäste			36460
	Justerbart, sidosvängbart och avtagbart	0 mm, höger		42568
		0 mm, vänster		42569
		-15 mm, höger		42566
		-15 mm, vänster		42567
		-45 mm, höger		42564
		-45 mm, vänster		42565



Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
	Om du önskar böjt stag, kontakta hjälpmedelskonsulent.			
	Svart PUR, mellan, sidosvängbart, justerbart i höjd och djup, rakt stag		Mellan, höger Mellan, vänster	38515 38516
	Svart PUR, stor, sidosvängbart, justerbart i höjd och djup, rakt stag		Stor, höger Stor, vänster	38517 38518
Ryggkil 	Mörkgrå plysch, kort Mörkgrå plysch, lång		15 cm 30 cm	37714 37715
Ryggförlängare 3A 	Kpl 6 cm (endast till nya ryggrören)		35–40 cm 42,5–50 cm 52,5–60 cm	46208 47260 47261
Sidodyna 	Ger ett lätt stöd sidledes. (Kombineras med armstöd samt vid behov sidostopp)		Höger Vänster	41440 41441
Sidostopp 	Rakt eller vinklat. Kombineras med kil eller sidostödsdyna.		Rak Breddning 15 mm Breddning 30 mm	42561 42562 42563
Komfortkilar 	Polyetenskum, par Kan klippas till önskad storlek		H20 B 90 L 30 mm H20 B 110 L 185 mm H25 B175 L 200 mm	47208 47209 43412
Käpphållare 	Universal			20926
Droppställning 	Komplett med fäste			41985
Ekerskydd 	Grått tryck Etac		20" 22" 24"	13293 13295 13294
Syrgashållare 				48203


Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Tillbehör som ej ingår i standardutförandet (forts.)


För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Drivhjul	Snabbkopplande. Rostfri, kompl hjul, st		20"	34143
			22"	21336
Drivring	Plastad (endast drivring), st		20"	20148
			22"	19089
			24"	19015
	Cellgummi (endast drivring), st		20"	16817
			22"	13245
			24"	13246
Länkhjul	100 x 30 massivt, st		4"	37629
	125 x 30 massivt, st		5"	31713
	200 x 35 massivt, st		8"	31876
	200 x 50 massivt, st		8"	31259
Framgaffel stålaxel	Extra kort för 4" länkhjul, st			37710
	Kort			13236
	Bred (till länkhjul 200 x 50)			31281
Framgaffelfäste	Lågt. För extra låg sitthöjd, 4" länkhjul			37630
	Breddat. För länkhjul 200 x 50 eller för ökat sparkutrymme.			13235
Enarmsdrift	Om du önskar enarmsdrift, kontakta hjälpmedelskonsulent.			
				
Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en Arbetsorder kopplad till kundorder göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument .				

Manuell rullstol Cross 6, 3A


Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt				
Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Klädsel rygg	Standard reglerbar. Med kardborreband.	35–40 cm		37615
		42,5–50 cm		37616
Rygglädsel, överdrag 	Överdrag rygg	35 cm		37608
		37,5 cm		37609
		40 cm		37610
		42,5 cm		37611
		45 cm		37612
		47,5 cm		37613
		50 cm		37614
Sitsförlängare klädsel 	Crossrygg mod 3. Förlänger sitsen 7 cm i bakkant tillsammans med triangulär rygg.	35–42,5 cm		36260
		45–60 cm		36261
Körhandtag 	Höjdreglerbara		Höger/vänster	37617
Armstöd 	Kort med ingjuten massiv platta. Längd 25 cm, höjddjusterbara.		Höger	12486
			Vänster	12487
Sitsklädsel 	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic kort (kort sitsdjup).	35 cm		37618
		37,5 cm		37619
		40 cm		37620
		42,5 cm		37621
		45 cm		37622
		47,5 cm		37623
		50 cm		37624
Broms  	Broms med vinklat rött handtag Broms med vinklat rött handtag		Höger	37625
			Vänster	37626
	Ändavslutning broms vinklad röd		Styck	42755

Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt (forts.)

Produkt	Beskrivning	Sitsbred	Specifikation	HMV art.nr.
Benstöd 	Vid vinkel svarta			12603
Fotplattor 	Delade uppfällbara. Infästningsrör 24 cm.	35 cm	Höger Vänster	12610 12611
		37,5 cm	Höger Vänster	12612 12613
		40 cm	Höger Vänster	12614 12615
		42,5 cm	Höger Vänster	12616 12617
		45 cm	Höger Vänster	12618 12619
		47,5 cm	Höger Vänster	12646 12647
		50 cm	Höger Vänster	12620 12621
Drivhjul	Snabbkopplande med drivring. Rostfri.		24"	19754
	Axel QR 12 mm			37728
Länkhjul	165 x 30 massivt		6,5"	31714
Framgaffel stålaxel	Medium			13237
Framgaffelfäste	Standard			13234
Tippskydd 	Tippskydd teleskoperande kompl			46237
Transportfäste 	Transportfäste kompl		Höger Vänster	37632 37633
Mer information finns på leverantörens hemsida www.etac.se				

Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

SITSHÖJDSTABELL


För nybeställning av annan sitshöjd än standard måste arbetsorder kopplad till kundorder registreras.
För rätt artikelnummer på nedanstående delar, se sid 8.

Standard

Sitshöjd fram 46 cm, bak 45 cm

24" drivhjul i position D, balansläge i position 4

6.5" länkhjul med medium framgaffel i position 1




Vid nybeställning av annan sitshöjd än standard, använd sitshöjdstabell på sida 12.

Sitshöjd bak

Sitshöjd A – H

Balansläge 1 – 6

Standard (std) D4 – ✕



Drivhjulsposition

Sitshöjd bak


20" pos H	32 cm
20" pos G	34 cm
20" pos F	36 cm
20" pos E	38 cm
20" pos D	40 cm
20" pos C	42 cm
20" pos B	44 cm
20" pos A	46 cm

22" pos H	34,5 cm
22" pos G	36,5 cm
22" pos F	38,5 cm
22" pos E	40,5 cm
22" pos D	42,5 cm
22" pos C	44,5 cm
22" pos B	46,5 cm
22" pos A	48,5 cm

24" pos H	37 cm
24" pos G	39 cm
24" pos F	41 cm
24" pos E	43 cm
24" pos D (std)	45 cm (std)
24" pos C	47 cm
24" pos B	49 cm
24" pos A	51 cm

Manuell rullstol Cross 6, 3A

Beställningsunderlag

Sitshöjd fram		
Med 4" länkhjul, max brukarvikt 100 kg		
Framgaffelposition 	Länkhjul/framgaffel 4" / extra kort 5" / kort 6,5" / kort 5" / medium 6,5" / medium (std) 8"=200 x 50 mm/bred 8"=200 x 35 mm/medium	Sitshöjd fram 32–39,5 cm 36–43 cm 41–46,5 cm 42–49 cm 46–51 cm (std) 48–52 cm 48–52 cm
Extra låg sitshöjd 32–39,5 cm, maximal vikt 100 kg		
Produkt	Beskrivning	HMV art.nr.
Framgaffelfäste	Lågt, för extra låg sitshöjd	37630
Framgaffel	Extra kort, för 4" länkhjul	37710
Länkhjul	4" 100 x 30 massivt	37629
Lock framgaffelfäste	Täcklock för framgaffelfäste	36919
Ange även art.nr. för drivhjul, 20" eller 22". Se sitshöjdstabell på sida 12. Notera: Vid nybeställning behöver du beställa två av samtliga artiklar ovan. OBS! Med extra låg sitshöjd och 4" länkhjul, blir maximal användarvikt 100 kg.		