

## Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3 Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam.  
Om du har frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefon 090 - 785 93 65.

### Modeller standardutförande

Sitsbredd	HMV art.nr.
-----------	-------------

39 cm	42551
44 cm	42552
49 cm	42553

### Standardutförande är utrustad enligt följande:

<b>Bromsar</b>	Brukarmanövrerad
<b>Drivhjul</b>	Hjul 24 " massiva grov
<b>Drivring</b>	Plastad
<b>Länkhjul</b>	150x30 mm massiva
<b>Sits</b>	Vårdarmanövrerad. Sitsvinkling -1-30° och ryggvinkling 0- 30°
<b>Sitsdjup</b>	43-50 cm
<b>Sitshöjd</b>	Standard 43 cm (för alternativa sitshöjder se sid 4)
<b>Ryggklädsel</b>	Ställbar flex 3, kardborreband
<b>Ryggöverdrag</b>	Polstrat ryggöverdrag plysch
<b>Benstöd</b>	Vinkelfast 80°
<b>Fotplatta</b>	Kort rör = 24 cm, djup- och vinkelställbart
<b>Armstöd</b>	Rio, lång dyna 38 cm
<b>Nackstöd</b>	Inkl. rattvredssats
<b>Körhandtag</b>	Ingår
<b>Tippskydd</b>	Ingår
<b>Transportfästen</b>	Ingår
<b>Chassifärg</b>	Svart
<b>Max brukarvikt</b>	135kg.
<b>Totalbredd</b>	Sitsbredd + 180 mm
<b>Totalvikt</b>	Ca 35 kg
<b>Balansläge</b>	Längst bak



Om annan sitshöjd önskas, se sitshöjdstabellen på sida 6. Där kan du även se vilka eventuella begränsningar i sitstill och rygglutning som stolen har, beroende av sitshöjd.











Om balansläget ska ändras ansvarar förskrivaren för det.

De äldre modellerna av vinkelställbara benstödsöverdelar (ej standard) samt vad- och fotplattor levereras ej längre från Invacare, men båda modellerna kan fortfarande levereras från HVM beroende på tillgång. De nya fotplattorna kan kombineras med den äldre modellen av överdelar. Vid beställning av kombination av benstödsöverdelar kontakta hjälpmedelskonsulent.

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under meny [Sesamdokument på vår hemsida](#).

## Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag








Tillbehör, som ej ingår i standardutförande				
För dynor och sitsplatta tillkommer en kostnad. För att se delar som ingår i standard, se <b>sida 5</b> .				
Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr
<b>Ryggdynor</b> 	Mistral plysch	39 cm	35,5 x 51 cm	19024
		44 cm	40,5 x 51 cm	19022
		49 cm	45,5 x 51 cm	19023
	Laguna plysch	39 cm	37,2 x 55 cm	23389
		44 cm	40,2 x 55 cm	23337
		49 cm	45,2 x 55 cm	22395
	Passad plysch	39 cm	44 x 55 cm	22097
		44 cm	47 x 55 cm	19747
		49 cm	52 x 55 cm	22098
<b>Sittdyna</b> 	Floshape plysch	39 cm		23657
		44 cm		23656
		49 cm		23655
	Inkontinensöverdrag	39 cm		22531
		44 cm		22336
		49 cm		19267
<b>Huvudstöd</b> 	Sidojusterbart komplett Dartex			19387
<b>Rattvredsats</b> 	Till huvud-/nackstöd			31831
   	Multi Flex 3 ställbar		Hö/Vä	38403
	Swingaway Multi Flex 3 ställbar		Höger	38402
	Fäste bålstöd		Vänster	38404
	Hållare bålstöd (behövs endast för swingaway)		Hö/Vä	35424
			Hö/Vä	38760
<b>OBS!</b> Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en <b>Arbetsorder kopplad till kundorder</b> göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under meny <a href="#">Sesamdokument på vår hemsida</a> .				

## Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförande (forts.)

För att se delar som ingår i standard, se sida 5.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Fotplatta</b>  långt rör = 36 cm Kort rör = 24 cm	Hel 31+10cm korta rör	39 cm		34491
	Hel 31+10cm långa rör			32457
	Hel 36+10cm korta rör	44 cm		34492
	Hel 36+10cm långa rör			32458
	Hel 41+10cm korta rör	49 cm		34493
	Hel 41+10cm långa rör			32459
<b>Fotplatta</b> 	Fotplatta vs 147 mm m rör f vs benstöd	39 cm	Vänster	43217
	Fotplatta vs 147 mm m rör f vs benstöd	39 cm	Höger	43216
	Fotplatta vs 172 mm m rör f vs benstöd	44 cm	Vänster	43206
	Fotplatta vs 172 mm m rör f vs benstöd	44 cm	Höger	43202
	Fotplatta vs 197 mm m rör f vs benstöd	49 cm	Vänster	43207
	Fotplatta vs 197 mm m rör f vs benstöd	49 cm	Höger	43203
<b>Hälband</b> 	Passar alla bredder		Vä/Hö	22291
<b>Benstöds- överdel</b>    	90° vinkelfast		Vä/Hö	22167
	Amputationsbenstöd		Vänster	22264
			Höger	22262
	Fotplatteförlängare 17 cm, par			22376
	Vinkelställbar m. fäste för vadstöd 2019		Vänster	43200
		Höger	43201	








## Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförande (forts.)






För dynor och sitsplatta tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 5**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Vadstöd</b> 	Vadstöd m. fäste	39 cm	145 mm vä	43211
		39 cm	145 mm hö	43210
		44 cm	170 mm vä	43213
		44 cm	170 mm hö	43212
		49 cm	195 mm vä	43215
		49 cm	195 mm hö	43214
<b>Dyna</b> 	Dyna för sidoskydd m överdrag			36872
<b>Droppställning</b> 	Komplett med fäste (Nack-/huvudstöd krävs för montering)			34607
<b>Fäste</b> 	För bröstsele, övre			35607
<b>Sitsplatta</b> 	Förhöjare 20 mm	39 cm		42493
		44 cm		42491
		49 cm		42492
<b>Midjebälte</b> 				22256
<b>Fäste positioneringsbälte</b> 				39602

## Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt				
Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Ryggöverdrag</b> 	Polstrat	39 cm	47,5 x 54	23557
		44 cm	52,5 x 54	23558
		49 cm	57,5 x 54	20618
<b>Nackstöd</b> 				22551
<b>Fotplatta</b>  Kort rör = 24 cm	vs 18+1cm kort rör	39 cm	Vänster	22095
	vs 18+1cm kort rör		Höger	22096
	vs 19+1cm kort rör	44 cm	Vänster	20044
	vs 19+1cm kort rör		Höger	20045
vs 18+3cm kort rör	49 cm	Vänster	22100	
vs 18+3cm kort rör		Höger	22101	
<b>Benstödsöverdel</b> 	80° vinkelfast		Vä/Hö	22599
<b>Låsdetalj</b> 	till ryggvinkel/sitstilt (enheten gäller styck, ej par)			35063
<b>Drivring</b>	Plastad		22"	33881
			24"	42441
<b>Armstöd RIO</b>	Lång dyna, 38 cm		Höger	38360
			Vänster	42558

## Manuell rullstol REA Dahlia Flex 3

Beställningsunderlag

Sitshöjdstabell				
Sitshöjd	Sitstilt	Ryggtilt	Länkhjul	Drivhjul
35 cm	10°	30°	125 mm	22"
40 cm	20°	10°	150 mm	22"
43 cm	20°	10°	150 mm	24" Standardhöjd
45 cm	30°	20°	150 mm	24"

Mer information finns på leverantörens hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

### Vid nybeställning av annan sitshöjd än standard

Registrera en kundorder på Dahlia med rätt sitsbredd i standardutförande (se första sidan), samt rätt antal artikelnummer för respektive sitshöjd, enligt tabellen nedan. Därefter måste en arbetsorder kopplad till kundorder registreras.

Sitshöjd	Beställ följande art.nr
35	32933 x 2 st.
	23315 x 2 st.
	42525 x 1 st.
	42523 x 1 st.
40	32933 x 2 st.
45	42522 x 2 st.

Om du redan har en Dahlia och vill ändra sitshöjden, kontakta vår hjälpmedelskonsulent.