

Säkerhetsmeddelande: Uppresningsstöd Eva

Art.nr. 43495, 43496

Några allvarliga incidenter har inträffat vid användning av Eva, där användare har klämts/fastnat mellan stödet och madrassen. Vi vill uppmärksamma att felmontering av golvplattan kan skapa en glipa som medför risk för klämskador, särskilt i kombination med mjuka madrasser.

Läs igenom den uppdaterade bruksanvisningen IFU 2024-01 ver 03 och kontrollera att Eva är monterat enligt instruktionerna. Säkerställ att den uppdaterade bruksanvisningen används vid bruk av produkten.

[Swereco: Bruksanvisning IFU 2024-01 ver 03](#)

[Läkemedelsverket: Uppresningsstöd Eva, Swereco AB](#)