

Säkerhetsmeddelande: Uppresningsstöd Eva

Tillverkarens artikelnummer: 151066, 151068

Artikelnummer i Sesam: 43495, 43496

Risk för fastklämning vid användning av EVA uppresningsstöd.

Ett antal allvarliga incidenter har inträffat vid användning av uppresningsstöd Eva, där användare har klämts/fastnat mellan stödet och madrassen.

Vi vill uppmärksamma att felmontering av golvplattan kan skapa en glipa som medför risk för klämskador, särskilt i kombination med mjuka madrasser.

Läs igenom säkerhetsmeddelandet och den uppdaterade bruksanvisningen IFU 2024-01 ver 04 och kontrollera att Eva är monterat enligt instruktionerna, observera särskilt restriktionerna gällande vissa typer av madrasser.

Säkerställ att den uppdaterade bruksanvisningen finns tillgänglig och används vid bruk av produkten.

Leverantören har tillfälligt stoppat försäljningen av produkten, vilket innebär att leveransstörningar kan uppstå när den är slut i Hjälpmedel Västerbottens lager. Vi arbetar för att ta in en ersättningsprodukt.

[Swereco: Bruksanvisning IFU 2024-01 ver 04](#)

[Läkemedelsverket: Uppresningsstöd Eva, Swereco AB](#)