














Toalettstöd Svan Balance för barn Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order. Vid frågor kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.









Benstativ och sittring måste beställas för att alla tillbehör ska passa.

Produkter			
Benämning	HMV art.nr.	Beskrivning	
Benstativ	20547	Benstativet är stommen i Svan Balance där alla andra komponenter fästes. Stommen är anpassad för toaletter med en höjd av 40 cm. En gummiduk på undersidan av benstativet mot toalettporslinet gör att inte toalettporslinet skadas. 2 ställbara fötter som kan justeras 6 cm. Om toalettporslinet är högre än 460mm så skall benstativet kompletteras med benförlängare,	
Sittring standard	20549	Sittringen ska beställas för att alla tillbehör ska passa	
Tillbehör			
Armstöd DUO	32940	Armstödet duo är ett vinklat armstöd som kan placeras så att bredden mellan armstödet blir 350mm eller 500mm.	
Armstöd rakt	33870	Bredd 425mm Höjd över sittytan: 220, 245, 270 mm (3 fasta lägen)	
Fotpall	20766	Bredd: 400 mm Djup: 260 mm Höjd över golvet: 55, 110, 165, 220 mm (4 fasta lägen) Avstånd fotpall-sittytan: 365, 310, 255, 200 mm	
Fotplatte-ersättare	20548	Fotpallersättaren används om inte fotpallen används. Fästes med två skruvar där fotpallen annars sitter.	

Toalettstöd Svan Balance för barn Beställningsunderlag

Tillbehör			
Benämning	HMV art.nr.	Beskrivning	
Fotpall Footpad 5 cm	41190	Footpad minskar sitthöjd vid sittande.	
Fotpall Footpad 10 cm	41191	Footpad minskar sitthöjd vid sittande.	
Bordsskiva med fästen	37985	Bordsskivan kan användas av den som vill läsa, rita och leka. Skivan fungerar också som ett stöd för den som behöver luta sig långt fram. Skivan är justerbar både på höjden och djupet och kan med ett enkelt grepp flyttas. De båda nedre fästena följer med	
Armstöd omslutande	23308	Bredd: 425 mm Höjd över sittytan: 220, 245, 270 mm (3 fasta lägen)	
Armstöd DUO Mini	31868	Armstödet duo mini är lika som armstödet duo med den skillnaden att det är 100 mm lägre. Duo mini passar de allra minsta. Bredden mellan armstödet är 350mm eller 500mm.	
Stödhandtag med fästen	21432	Bredd yttermått 555 mm Höjd från golvet: 570-810 mm	
Minipall	34074	Minipall är ett tillbehör till produkten Balance som placeras ovanpå den vanliga fotpallen. Minipall kan både användas som en trappa vilket underlättar för små barn att ta sig upp på toaletten och som ett högt fotstöd vilket passar för de minsta. Mått: Bredd 37 cm, Djup 16,5 cm, Höjd 10 cm.	
Mjuksits	18967		

Toalettstöd Svan Balance för barn Beställningsunderlag

Tillbehör			
Benämning	HMV art.nr.	Beskrivning	
Hålförminskare extra liten	23216	Mått på hålets bredd: 140mm Längd: 163mm	
Hålförminskare liten	18373	Mått på hålets bredd: 143mm Längd: 255mm	
Hålförminskare mellan	19072	Mått på hålets bredd: 170mm Längd: 262mm	
Ryggkudde	18372	Ryggkuddens mått: bredd 360 mm, djup 100 mm och höjd 250 mm	
Ryggdyna	37656	Ryggdynan fästes enkelt på alla toalettlock med hjälp av ett gummiband. Dynan är endast 3 cm tjock och ger ett mjukt varmt ryggstöd. Ryggdynan passar alla toalettlock. Mått: djup 3cm, höjd 39cm, bredd 32 cm.	
Benförlängare	23145	I de fall Svan Balance ska placeras på ett högre porslin än 459 mm ska benstativet förlängas med våra benförlängare. En par kan förlänga benen max 65 mm, passar till toalettorslin med höjd 460-520 mm.	
RIK-sortiment			
Rik stöd	20877	Fotstöd med hållare. Fotstödet kan enkelt justeras för att anpassas till individuella behov. När fotstödet inte används kan man med ett lätt grepp lyfta bort det. Tillverkad i rostfritt stål.	
Sittskiva rik	21046	En enkel slät sittyta att placera på toalettsitsen vid RIK. Skivan tas enkelt bort genom att dra den bakåt eller åt sidan. Tillverkad i hårdplast med glidskydd under. Storlek:340 x170 mm, 5 mm tjock	
Kateterhållare	23215	Hållare som fästes på armstödet på Svan Balance. Katetern kan hängas på kroken eller klistras fast på den plana ytan. Tillverkad i ABS-plast.	