

Patientnära analyser (PNA)

PNA-ombud

Alla vårdenheter som utför patientnära analyser (PNA) rekommenderas att utse minst två medarbetare till rollen som PNA-ombud. PNA-gruppen utbildar och stödjer dessa i deras uppdrag. Som PNA-ombud förväntas man arbeta för att utveckla och upprätthålla fungerande kvalitetssäkringsrutiner för vårdenhetens patientnära analyser.

Tips till PNA-ombud

Några viktiga steg för att upprätthålla väl fungerande kvalitetssäkringsrutiner:

- Endast personal som erhållit ändamålsenlig utbildning får utföra analyser på de patientnära analysinstrumenten.
- Patientnära analysinstrument nyttjas och underhålls enligt respektive metodbeskrivning.
- De material och reagens som behövs för att utföra analyserna på de patientnära analysinstrumenten hanteras enligt respektive metodbeskrivning.
- Patientnära analysinstrument får bara användas för mätning av patientprover när analyskvaliteten har säkerställts.
- Analyskvaliteten hos de patientnära analysinstrumenten säkerställs genom att interna metodkontroller körs enligt rekommenderad frekvens, samt med hjälp av externa kontroller enligt anvisning (se dokumentet för PNA-sortiment och kontrollfrekvens).

- Patientnära analysinstrument med misstänkta brister i analyskvalitet tas omgående ur drift och rapporteras till PNA-gruppen. Vid behov av reparation kontaktas därefter Medicinsk teknik.

Kontakta PNA-gruppen vid funderingar och behov av vidare information.